

Anforderungsliste 4. Techn. Qualitätssicherung der Bildwiedergabegeräte (BWG)



Life Service

IDÄSH _____ Fallnr.: _____ Institutsname: _____

Sind **mehrere** Bildwiedergabegeräte vorhanden, ist diese Blatt entsprechend häufig zu kopieren und auszufüllen.

Unterlagen zur Vorlage an die ÄSH		Anwenderangaben		Einträge nur durch Ärztliche Stelle Hessen:			
		Bitte notieren!		Kürzel/ Datum	Kürzel/ Datum	Kürzel/ Datum	Bemerkungen
		Bezeichnung des Bildwiedergabegerätes:					
		Seriennummer:					
		Die letzte Überprüfung des BWGs durch die Ärztliche Stelle Hessen erfolgte am (ca.): zusammen mit Röntgengerät (IDÄSH):					
4.	Konstanzprüfung des Bildwiedergabegerätes	beigelegt		Hinweise an die ÄSH			
4.1.	Abnahmeprotokoll d. Bildwiedergabegerätes	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
4.2.	Formblätter zur arbeitstäglichen Konstanzprüfung	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
4.3.	Formblätter zur monatlichen Konstanzprüfung	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
4.4.	Formblätter zur ¼-jährlichen Konstanzprüfung	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
4.5.	Formblätter zur ½-jährlichen Konstanzprüfung	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					

Die **Erläuterungen** zu dieser Anforderungsliste finden Sie auf der **Rückseite**.

Erläuterungen zur Anforderung von Unterlagen – Technik Bildwiedergabegerät (BWG):

	Reihenfolge der Sortierung	Erläuterungen
	Anforderungsliste	Bitte halten Sie die vorgegebene Reihenfolge beim Sortieren der Unterlagen ein und füllen Sie die Spalte „Anwenderangaben“ in dieser Anforderungsliste aus. Wichtig: Legen Sie bitte das vorliegende Blatt (die ausgefüllte Anforderungsliste „4. Techn. QS d. BWG“ als Deckblatt oben auf.
4.	Konstanzprüfung des Bildwiedergabegerätes	
4.1.	Abnahmeprotokoll d. Bildwiedergabegerätes	Kopie des Protokolls zur Abnahmeprüfung an BWG. Dieses Protokoll muss auch die Festlegung der Bezugswerte für die Schleierleuchtdichte (L_s) und Maximalkontrast ($K_m = L_{max} / L_{min}$) beinhalten.
4.2.	Formblätter zur arbeitstäglichen Konstanzprüfung	Kopie der Dokumentation der arbeitstäglich visuell kontrollierten Grauwertwiedergabe aus demselben Monat wie die Patientenaufnahmen. Falls im Röntgentagebuch die Markierung der Patientenaufnahmen von 2 Monaten erfolgte, ist die Dokumentation nur aus dem aktuelleren Monat einzusenden. Je nach Monitortyp auch die Kopie des Formblattes mit den Messwerten zur Schleierleuchtdichte und zum Maximalkontrast.
4.3.	Formblätter zur monatlichen Konstanzprüfung	Je nach Monitortyp die Kopie des Formblattes mit den Messwerten zur Schleierleuchtdichte und zum Maximalkontrast aus den letzten 12 Monaten vor dem Datum des 1. Anforderungsschreibens.
4.4.	Formblätter zur ¼-jährlichen Konstanzprüfung	Kopie der Dokumentation der ¼-jährlichen visuell kontrollierten Orts- und Kontrastauflösung, geometrischen Bildeigenschaften, Zeilenstruktur, Artefakte und Bildinstabilität. Je nach Monitortyp auch die Kopie des Formblattes mit den Messwerten zur Schleierleuchtdichte und zum Maximalkontrast aus den letzten 24 Monaten vor dem Datum des 1. Anforderungsschreibens.
4.5.	Formblätter zur ½-jährlichen Konstanzprüfung	Kopie des Formblattes mit den Messwerten zur Schleierleuchtdichte und zum Maximalkontrast aus den letzten 24 Monaten vor dem Datum des 1. Anforderungsschreibens.

Bitte reichen Sie **gut lesbare Kopien** von Originalpapieren ein!